



## Attends Servietten - Einmal-Schutz der Kleidung



- 1** Rückseite aus flüssigkeits- undurchlässiger blauer Folie.
- 2** Die Vorderseite, aus weichem Recycling-Zellstoff mit guter Saugkraft, schützt die Kleidung beim Essen und Trinken.
- 3** Der Halsausschnitt ermöglicht einen komfortablen Sitz.
- 4** Die Servietten werden mit Klebestreifen an der Schulter befestigt.
- 5** Die Auffangtasche zum Umklappen schützt die Kleidung zusätzlich beim Tropfen und Kleckern.



Stück / Beutel Stück / Karton Stück / Palette	PZN Packung/Karton	EAN 732152 Packung / Karton	Länge (cm) Breite (cm)	Außenseite Material	Innenseite Material	Klebestreifen
250 4 x 250 24 x 4 x 250	6153928 6153934	202555 202562	67 35	Polyethylen	Recycling-Zellstoff	✓